



KÖSTER Lamellenpacker

Schlagpacker mit winkelartig angeordneten Lamellen zur Verpressung von Injektionsharzen und -leimen, Gelen und Horizontalsperren

Eigenschaften

KÖSTER Lamellenpacker haben keine ringförmig umlaufende Lamellen sondern winkelförmig angeordnete Lamellen, die für einen stärkeren Halt im Bohrloch sorgen. Durch den Knick in den Lamellen wird die eingeleitete Kraft stärker in das Bauteil gegeben, welches so eine stärkere Verkrallung mit dem Bauteil ergibt.

Zusätzlich verfügt der Lamellenpacker über eine längere Kupplungsaufnahme mit einer Sollbruchstelle. Der Packer kann daher sauber in das Bohrloch eingeführt werden. Durch die Sollbruchstelle liegt die Bruchstelle des KÖSTER Lamellenpackers im Bohrloch selbst und steht nicht vor - ein Entfernen vorstehender Packerteile nach dem Abschlagen entfällt somit.

Zusätzlich kann der Packer mit einem schleusenartigen Ventil versehen werden, welches ein unkontrolliertes Zurückfließen des Injektionstoffes verhindert.

Technische Daten

Material	Kunststoff
Durchmesser	für 18 mm Bohrungen
Länge ohne Ventil	11 cm
Ventil (l x b x h)	1,4 x 1,4 x 1,0 cm

Einsatzgebiete

Zur Verpressung von KÖSTER Injektionsharzen und -leimen, zur Injektion von KÖSTER Injektionsgelen und zum Erstellen von KÖSTER Horizontalsperren im Niederdruckverfahren.

Untergrund

Der KÖSTER Lamellenpacker kann in alle tragfähigen und soliden mineralischen Bauteile eingebaut werden.

Verarbeitung

Nach dem Erstellen der Bohrungen im entsprechenden Durchmesser sind die KÖSTER Lamellenpacker etwa 1 cm tiefer mit der letzten Lamelle (diese Lamelle verläuft als einzige ringförmig um den Lamellenpacker) in das Bohrloch zu schlagen. Zum Einbau ist die KÖSTER Einschlaghilfe für KÖSTER Lamellenpacker zu verwenden. Bei porösem oder ausgebrochenen Bohrlöchern ist der KÖSTER Lamellenpacker durch angemischtes KÖSTER KB-Fix 5 zu ziehen und dann direkt im Bohrloch zu befestigen. KÖSTER KB-Fix 5 fixiert die Bohrwandungen und lässt dann auch hier eine ordnungsgemäße Injektion zu. Diese Ausführung ist jedoch am Objekt zu prüfen.

Der Bohrlochabstand richtet sich nach Art des einzusetzenden Materials und den bautechnischen Möglichkeiten.

Zur Injektion wird der KÖSTER Lamellenpacker-Adapter als Übergabestück zwischen der eingesetzten Pumpe und dem KÖSTER Lamellenpacker benötigt.

Nach Abschluss der Injektion können die KÖSTER Lamellenpacker abgeschlagen werden und die Bohrlöcher mit KÖSTER KB-Fix 5 verschlossen werden.

Reinigung der Geräte

KÖSTER Lamellenpacker sind Einwegpacker. Abbruchstücke können als "Kunststoff" entsorgt werden.

Gebinde/Lieferform

IN 909 001	Stück
IN 910 001	Ventil für Lamellenpacker (1 Stück)

Lagerung

kühl und trocken unbegrenzt haltbar

Sicherheit

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei der Verarbeitung der oben genannten Materialien entstehen Drücke. Bitte nicht hinter den Packern stehen und Injektionspeitsche festhalten. Arbeitsumfeld vor Verschmutzungen schützen.

Zugehörige Produkte

KÖSTER IN 1	Art.-Nr. IN 110
KÖSTER 2 IN 1	Art.-Nr. IN 201
KÖSTER IN 2	Art.-Nr. IN 220
KÖSTER IN 3	Art.-Nr. IN 230
KÖSTER KB-Pox IN	Art.-Nr. IN 231
KÖSTER IN 4	Art.-Nr. IN 240
KÖSTER IN 5	Art.-Nr. IN 250
KÖSTER IN 7	Art.-Nr. IN 270
KÖSTER PUR Gel	Art.-Nr. IN 285
KÖSTER Injektionsgel G4	Art.-Nr. IN 290
KÖSTER Injektionsgel S4	Art.-Nr. IN 294
KÖSTER Injektionsleim 1K	Art.-Nr. IN 295 024
KÖSTER Lamellenpacker-Adapter	Art.-Nr. IN 908 001
KÖSTER Lamellenpacker	Art.-Nr. IN 909 001
KÖSTER Einschlaghilfe für Lamellenpacker	Art.-Nr. IN 911 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm mit Kegelpfannippel	Art.-Nr. IN 912 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm mit Kegelpfannippel	Art.-Nr. IN 913 001
KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm mit Kegelpfannippel	Art.-Nr. IN 914 001
KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm mit Kegelpfannippel	Art.-Nr. IN 915 001
KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm mit Flachkopfnippel	Art.-Nr. IN 916 001
KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm mit Flachkopfnippel	Art.-Nr. IN 917 001
KÖSTER Verpresslanze	Art.-Nr. IN 924 001
KÖSTER Leitlanze	Art.-Nr. IN 926 001
KÖSTER PUR Gel-Pumpe	Art.-Nr. IN 928 001
KÖSTER Wasserschlauch für KÖSTER PUR Gel-Pumpe	Art.-Nr. IN 928 002

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER Gelschlauch für KÖSTER PUR Gel-Pumpe	Art.-Nr. IN 928 003
KÖSTER Manometer für KÖSTER PUR Gel-Pumpe	Art.-Nr. IN 928 004
KÖSTER Mischkopf für KÖSTER PUR Gel-Pumpe	Art.-Nr. IN 928 005
KÖSTER Injektionspeitsche für Gel- Pumpen	Art.-Nr. IN 928 006
KÖSTER Schiebekupplung für Flachkopfnippel	Art.-Nr. IN 928 007
KÖSTER Drehgelenk	Art.-Nr. IN 928 008
KÖSTER 1K-Injektionspumpe	Art.-Nr. IN 929 001
KÖSTER HD-Verpressschlauch für 1K- Injektionspumpe	Art.-Nr. IN 929 002
KÖSTER Kugelventil mit Greifkopf für 1K- Injektionspumpe	Art.-Nr. IN 929 003
KÖSTER Manometer für 1K- Injektionspumpe	Art.-Nr. IN 929 004
KÖSTER Materialbehälter für 1K- Injektionspumpe	Art.-Nr. IN 929 005
KÖSTER Grobsieb für 1K- Injektionspumpe	Art.-Nr. IN 929 006
KÖSTER Feinsieb für 1K-Injektionspumpe	Art.-Nr. IN 929 007
KÖSTER Injektionspistole	Art.-Nr. IN 929 016
KÖSTER Acrylatgel-Pumpe	Art.-Nr. IN 930 001
KÖSTER HD-Materialschlauch	Art.-Nr. IN 930 002
KÖSTER Gelpacker (Basis)	Art.-Nr. IN 931 001
KÖSTER Gelpacker Endstück	Art.-Nr. IN 932 001
KÖSTER Gelpacker Verlängerungsrohr 800 mm	Art.-Nr. IN 933 001
KÖSTER Einschlaghilfe für Gelpacker	Art.-Nr. IN 935 001
KÖSTER Ablängschere für Gelpacker	Art.-Nr. IN 936 001
KÖSTER Loka Hand-Pumpe	Art.-Nr. IN 952 001
KÖSTER Mautrol 2K	Art.-Nr. M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K	Art.-Nr. M 262 020
KÖSTER Peristaltik-Pumpe	Art.-Nr. W 978 001

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu